

Anleitung zur Probenahme für molekularbiologische Analysen (Boden)

- Ausschließliche Verwendung steriler Achteckflaschen PET, 500 mL mit weißem Originalitätsverschluss (zu beziehen über Sensatec GmbH)
- Flasche ca. bis zur 150 mL-Markierung mit Bodenprobe füllen (ca. ¼ Füllung)
- Probe kühl und dunkel lagern

Beschriftung:

Probe für molekularbiologische Analysen	
Projekt:	
Messstelle:	
Datum:	
Probenehmer:	

Einsenden an:

Sensatec GmbH NL Berlin Labor Tempelhofer Weg 8 12099 Berlin

(E-mail Labor: n.zittwitz@sensatec.de)

Sensortechnik

Sensatec GmbH
Niederlassung Berlin
Tempelhofer Weg 8
D - 12099 Berlin

Grundwassersanierung

Telefon (0 30) 8094 1576
Telefax (0 30) 8094 1578
E-Mail berlin@sensatec.de
Web www.sensatec.de

Umweltbiotechnologie

Geschäftsführer
Dr. Stephan Hüttmann
Amtsgericht Kiel 7092 KI
USt-IdNr. DE 814 366 928

Prozesstechnisches Labor

Bankverbindung
Kieler Volksbank eG
IBAN DE90 2109 0007 0034 2025 01
BIC GENODEF1KIL